

	Universidade Estadual de Campinas Faculdade de Educação Física Laboratório Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP Caixa Postal 6134/CEP 13083-851 Fone: (19) 3521-6753/6757/6624/6823	
---	---	---

BOD POD

O BOD POD é um sistema de pletismografia por deslocamento de ar, padrão ouro para a análise da composição corporal. A medição é rápida, precisa e segura, e utiliza a superfície do corpo para determinar a densidade corporal e, por conseguinte, a composição corporal (gordura corporal e massa magra). Pode ser utilizado em diferentes populações de crianças a idosos.

Condições necessárias para o teste

Sala

Temperatura: 21 a 27°C

Umidade Relativa do ar: 20 a 70%

Numero de pessoas: 2 avaliador e paciente (ou mínimo possível).

Observações: a qualidade das condições ambientais influencia diretamente na precisão da medida.

Paciente

Homens: usar sunga ou bermuda de compressão e touca.

Mulheres: usar maiô, sunguini, top e bermuda de compressão e touca.

Confirmar se o voluntário se absteve de exercícios e alimentação no prazo de 2 horas antes do teste.

Orientações gerais: retirar qualquer objeto que possa aumentar o volume corporal: brincos, anéis, pulseiras, relógio, óculos, etc.


Precauções para eficácia da medida

- Para iniciar a calibração, o aparelho deve estar ligado por pelo menos 40min.
- O fluxo do ar condicionado não deve estar direcionado diretamente ao equipamento.
- O fluxo de ar da sala deve ser constante durante a calibração e teste (evitar abrir a porta, alterar o numero de pessoas dentro da sala, abrir janelas, etc).
- O equipamento não deve ser tocado durante a calibração e medida.
- Evitar variação de temperatura maior que 0,5°C e umidade do ar maior que 5% durante a medição.

Calibração do equipamento

O processo de calibração é todo auto-explicativo, da calibração ao teste. É necessário somente seguir as orientações do software. As etapas da calibração estão a seguir, em ordem de execução.


Selecionar o menu principal do software:




QC > Analyze Hardware= nessa etapa é realizada uma checagem completa do sistema: cabos, vedação, válvulas de entrada e saída de ar, além de uma medida do volume com a câmara vazia e com o cilindro de calibração.

Obs. O cilindro de calibração deve ser manuseado com cuidado. Não pode ser derrubado ou amassado.

QC > Check scale= nessa etapa deve-se conferir a data da ultima calibração, caso seja há mais de 15 dias é necessário calibrá-la.




QC > Volume = Nessa etapa é analisada a precisão e exatidão confiabilidade do desempenho de volume da câmara. São realizadas 5 medidas de volume com o cilindro de calibração. A cada medida a câmara é aberta e fechada.



QC > Autorun. Essa etapa avalia a estabilidade do ambiente e do BOD POD. São comparadas 6 medidas de volume sem o cilindro de calibração. A câmara não é aberta entre as medidas.

Obs. Em nenhuma das etapas de calibração a câmara pode ser tocada durante a medida.

Iniciando o teste



Test > Body Composition

Calibrate Scale = calibrar a balança se necessário, ou cancelar. A calibração da balança deve ser realizada no dentro de um período máximo de 15 dias.

Colocar as informações do paciente (exemplo de tela abaixo):

- Click on Retrieve Subject Information for subject information from previous tests

Retrieve Subject Information

- Or directly enter subject information below

*Required Fields

First Name		*Height	
Middle Name		ID_1	
Last Name		ID_2	
*DOB	10/21/2007	*Ethnicity	
*Gender		Operator	operator

- Click on Next > to continue

Os campos com * são obrigatórios. Se o paciente já tiver sido cadastrado é só clicar em *Retrieve Subject Information* e procurá-lo.

> Next para continuar

Selecionar o protocolo:

O próximo passo é escolher a equação a ser utilizada para estimar o % de gordura (ao inserir os dados do paciente o software preenche com a equação mais adequada, se não for a equação desejada e só escolher outra equação e continuar. É necessário escolher a opção de estimar o volume de gás torácico (exemplo de tela abaixo).

Select Test Profile:

- Select Density and TGV Models.
Click on Next > to continue

Density Model	Siri
Thoracic Gas Volume Model	Measured

Create Density Model

Subject Information More >>	
First Name	Sample
Middle Name	Test
Last Name	Subject
DOB	9/30/1976
Gender	Male
Height	190.0 cm

>Next para continuar:

O próximo passo será uma rápida calibração da câmara (antes de cada teste). É realizada uma calibração com e sem o cilindro. É só seguir as instruções. Antes de finalizar a calibração o software avisa

	Universidade Estadual de Campinas Faculdade de Educação Física Laboratório Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP Caixa Postal 6134/CEP 13083-851 Fone: (19) 3521-6753/6757/6624/6823	
---	---	---

sobre o preparo do paciente. Nesse passo é necessário que o paciente já fique preparado para o teste antes de clicar *Next*.

>*Next* = para a etapa seguinte

A próxima etapa é a medida da massa corporal do paciente.


> *Start Mass Measurement*

Aguardar a instrução do software para o paciente subir e descer da balança. O paciente deve evitar se movimentar em cima da balança para que não ocorra erro na medição. Após esse passo, o processo de calibração é finalizado e a etapa seguinte é a realização da medida propriamente dita.

>*Next* = para a etapa seguinte

São realizadas 2 medidas de volume. Cada medida tem duração de aproximadamente 50 minutos. Ao final de cada medida a câmara deve ser aberta (seguir orientações do software). Instruir o paciente sobre a medida, orientar sobre o botão de emergência, para manter uma postura relaxada, manter a respiração normalmente e evitar movimentos durante a medida.

> *Start First Volume Measurement*



Somente se houver inconsistência entre as medidas será realizada uma terceira medida, caso contrário, o teste está completo e será finalizado (exemplo de tela abaixo):

Test Complete:

- Ask subject to exit BOD POD
- Close BOD POD door
- Click on Next > to view test results

Exemplo de tela após finalização da medida:

Test Results:

- Modify entries using the provided entry boxes
- Click on Next > to save results

☐ Display / print results in lb and in

Test Results		More >>
% Fat	29.3 %	
% Fat Free Mass	70.7 %	
Fat Mass	15.923 kg	
Fat Free Mass	38.398 kg	
Body Mass	54.321 kg	
Estimated RMR	1055 kcal/day	
Estimated TEE	1350 kcal/day	
Daily Activity Level	Sedentary	

Subject Information
Test Profile

First Name	Sample
Middle Name	Test
Last Name	Subject
DOB	9/30/1976
Gender	Male
Height	190.0 cm
ID_1	3000
ID_2	4444
Ethnicity	General Population
Operator	operator
Test Date	
Test No.	

Nesse passo é necessário selecionar o nível de atividade física do paciente.

Caso os resultados estejam inválidos (INV) é necessário realizar novamente a medida. Ocorre devido a algum erro que poder ter sido durante a calibração e ou medição.

Imprimir os dados.

Ao final do teste é possível imprimir os dados (impressora PDF).

> *Print result*. Salvar em pasta com nome do projeto em “meus documentos”.

Exportar os dados em arquivo Excell

> *Data management > Export Results*

 UNICAMP	Universidade Estadual de Campinas Faculdade de Educação Física Laboratório Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP Caixa Postal 6134/CEP 13083-851 Fone: (19) 3521-6753/6757/6624/6823	 LABFEP FEF/UNICAMP
---	---	--

Exemplo de relatório

BOD POD® Body Composition Tracking System Analysis

SUBJECT INFORMATION

NAME	Maria da Silva
AGE	34
GENDER	Female
HEIGHT	167.0 cm
ID_1	
ID_2	
ETHNICITY	General Population
OPERATOR	labfef
TEST DATE	April 16, 2015
TEST NUMBER	374

TEST PROFILE

DENSITY MODEL	Siri
THORACIC GAS VOLUME MODEL	Measured

BODY COMPOSITION RESULT

% FAT	19.1	%
% FAT FREE MASS	80.9	%
FAT MASS	11.138	kg
FAT FREE MASS	47.044	kg
BODY MASS	58.182	kg
BODY VOLUME	55.143	L
BODY DENSITY	1.0551	kg/L
THORACIC GAS VOLUME	3.867	L

OPERATOR COMMENTS

Body Fat: A certain amount of fat is absolutely necessary for good health. Fat plays an important role in protecting internal organs, providing energy, and regulating hormones. The minimal amount of "essential fat" is approximately 3-5% for men, and 12-15% for women. If too much fat accumulates over time, health may be compromised (see table below).

Fat Free Mass: Fat free mass is everything except fat. It includes muscle, water, bone, and internal organs. Muscle is the "metabolic engine" of the body that burns calories (fat) and plays an important role in maintaining strength and energy. Healthy levels of fat-free mass contribute to physical fitness and may prevent conditions such as osteoporosis.

BOD POD Body Fat Rating Table*

*Applies to adults ages 18 and older. Based on information from the American College of Sports Medicine, the American Council on Exercise, Exercise Physiology (4th Ed.) by McArdle, Katch, and Katch, and various scientific and epidemiological studies.

BODY FAT RATING	FEMALE	EXPLANATION
☐ Risky (high body fat)	> 40%	Ask your health care professional about how to safely modify your body composition.
☐ Excess Fat	30.1 - 40%	Indicates an excess accumulation of fat over time.
☐ Moderately Lean	22.1 - 30%	Fat level is generally acceptable for good health.
☒ Lean	18.1 - 22%	Lower body fat levels than many people. This range is generally excellent for health and longevity.
☐ Ultra Lean	15 - 18%	Fat levels often found in elite athletes.
☐ Risky (low body fat)	< 15%	Ask your health care professional about how to safely modify your body composition.

ENERGY EXPENDITURE RESULTS

Est. Resting Metabolic Rate (RMR) kcal/day	*Est. Total Energy Expenditure (TEE) kcal/day	Daily Activity Level
1259	1561	Sedentary
	1914	Low Active
	2191	Active
	2606	Very Active
*Est. TEE = Est. RMR x Daily Activity Level		

(See RMR Info Sheet for additional info)

Applies to adults ages 18 and older. Based on information from the Institute of Medicine (2002), Dietary Reference Intakes For Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, And Amino Acids, Part I, pp93-206. Washington, D.C., National Academy of Sciences.



	Universidade Estadual de Campinas Faculdade de Educação Física Laboratório Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP Caixa Postal 6134/CEP 13083-851 Fone: (19) 3521-6753/6757/6624/6823	
---	---	---

Taxa Metabólica de Repouso – *Resting Metabolic Rate (RMR)*

A partir das informações obtidas na análise da composição corporal, como a massa magra e massa gorda, o software do BOD POD faz uma estimativa da taxa metabólica de repouso.

Tal estimativa é realizada a partir da equação de Nelson et al (Am J Clin Nutr 56: 848-56, 1992), que propôs modelos matemáticos para a estimativa indireta da RMR. Essa estimativa tem menor confiabilidade que uma medida indireta de RMR, como é o caso da calorimetria indireta, mas pode ser utilizada para pessoas acima de 18 anos.

O cálculo da RMR é realizado automaticamente e pode ser impresso junto com o resultado da avaliação da composição corporal. O resultado da RMR também pode ser omitido no relatório final caso o pesquisador não tenha interesse em utilizá-lo.

Artigos Relacionados

Ma G, Liu Y, Lin A, Zo H, Urlando, A, Wong WW, Nommsen-Rivers L, Dewey KG. Validation of a new pediatric air-displacement plethysmograph for assessing body composition in infants. Am J Clin Nutr. 2004;79:653–60.

Nelson KM, Weinsier RL, Long CL, Schiti Y. Prediction of resting energy expenditure from fat-free mass and fat mass. Am J Clin Nutr; 1992; 56:848-56.

Fields DA, Hull, HR, Cheline, A.J, Yao M, Higgins, PB. Child specific thoracic gas volume prediction equations for air displacement plethysmography. Obes Res. 2004; 12: 1797–1804.

Demerath EW, Guo SS1, Chumlea WC, Towne B, Roche AF, Siervogel RM. Comparison of percent body fat estimates using air displacement plethysmography and hydrodensitometry in adults and children. Int J Obes. 2002; 26, 389–397.