

## Universidade Estadual de Campinas Faculdade de Educação Física Laboratório Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas/SP CEP 13083-851 labfef@unicamp.br Fone: (19) 3521-6823



**ForceData** 

O ForceData é um aplicativo muito simples que utiliza os sensores do Ipad para medir força, velocidade e aceleração.

Muito útil para análises biomecânicas esportivas simples em exercícios como o salto de contra-movimento ou o agachamento.

O aplicativo tem uma interface com um gráfico onde é possível selecionar as opções de Força (Newton); Aceleração (m/s²); Velocidade (m/s) que irá aparecer no gráfico no momento da medição.

Para iniciá-lo, basta selecionar a medição desejada e clicar em start --- para pausar a medição, clique apenas em stop --- em seguida, aparecerá algumas opções de visualização, salvamento e compartilhamento.

Ao clicar em quick look aparecerão três tabelas com a medição das três grandezas com o tempo medido a cada 4 décimos.

No canto superior direito, há uma caixinha que quando clicada abre novamente opções de visualização, salvamento e compartilhamento.